



TSPÉ	L'ACIDE BUTYRIQUE	Exercice
------	-------------------	----------

Tous les automnes, sur l'avenue Pasteur à Rouen, une odeur intense très désagréable apparaît, dérangeant les étudiants des facultés à proximité ainsi que les riverains. Les responsables : des arbres plantés en 2001, des ginkgos biloba. La variété femelle produit chaque automne des ovules contenant des acides gras, dont l'acide butyrique responsable de cette mauvaise odeur.

Les parties A et B sont indépendantes.

Données :

- Caractéristiques d'espèces chimiques :

Espèce chimique	Acide butyrique	Méthanol	Butanoate de méthyle
Formule topologique			
Formule brute	C ₄ H ₈ O ₂	CH ₄ O	C ₅ H ₁₀ O ₂
Masse molaire (g.mol ⁻¹)	88,1	32,0	102,1
Densité à 25°C	0,958	0,792	0,892
T _{ébullition} (°C)	163,5	64,7	102,3
T _{fusion} (°C)	- 7,9	- 97,6	- 84,8
Indice de réfraction	1,398	1,327	1,385
Solubilité dans l'eau salée	Élevée	Très élevée	Très faible

- Densité de l'eau salée : 1,03
- Table de données de spectroscopie IR :


Famille	Liaison	Nombre d'onde (cm ⁻¹)
Cétone	C = O	1705 - 1725
Aldéhyde	C _{tri} - H C = O	2700 - 3000 1720 - 1740
Acide carboxylique	O - H C = O	2500 - 3200 1740 - 1800
Ester	C _{tri} - H C = O	2700 - 3000 1730 - 1750
Alcool	O - H _{lié} O - H _{libre}	3200 - 3450 3600 - 3700

PARTIE A : Étude d'une solution aqueuse d'acide butyrique

On notera dans cette partie, pour simplifier, l'acide butyrique $\text{AH}_{(\text{aq})}$ et sa base conjuguée $\text{A}^{-}_{(\text{aq})}$.

On considère un volume $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide butyrique de concentration en quantité de matière $C = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La mesure du pH de la solution donne $\text{pH} = 4,5$.

L'acide butyrique réagit avec l'eau selon l'équation de réaction suivante :



A.1. Donner l'expression du taux d'avancement final τ de la réaction étudiée en fonction de l'avancement final x_f et de l'avancement maximal x_{max} .

A.2. Exprimer l'avancement maximal x_{max} en fonction de C et V .

A.3. Exprimer la valeur de l'avancement final x_f en fonction du pH et de V .

A.4. Calculer le taux d'avancement final τ et justifier que l'acide butyrique est un acide faible.

On montre que les concentrations en quantité de matière à l'équilibre peuvent s'exprimer de la manière suivante :

$$[\text{AH}(\text{aq})]_{\text{eq}} = C \times (1 - \tau) \text{ pour l'acide butyrique,}$$

$$[\text{A}^{-}(\text{aq})]_{\text{eq}} = C \times \tau \text{ pour sa base conjuguée.}$$

A.5.1. Exprimer la constante d'acidité K_A de la réaction en fonction de τ et C .

A.5.2. En déduire la valeur du $\text{p}K_A$ de l'acide butyrique.


PARTIE B : Synthèse d'un ester à l'odeur de pomme à partir de l'acide butyrique

Même si l'acide butyrique possède une odeur désagréable, certains esters issus de cet acide ont une odeur agréable souvent fruitée. C'est le cas du butanoate de méthyle qui a une odeur de pomme.

La synthèse du butanoate de méthyle est réalisée selon le protocole suivant :

- verser dans un ballon à fond rond 20 mL de méthanol, 20 mL d'acide butyrique et 4 mL d'acide sulfurique concentré ;
- ajouter quelques grains de pierre ponce ;
- chauffer à reflux pendant 15 min ;
- laisser refroidir en enlevant le chauffe-ballon ;
- verser le contenu du ballon dans un bécher contenant 40 mL de solution saturée en $\text{NaCl}(\text{s})$;
- transvaser ensuite dans l'ampoule à décanter et laisser décanter ;
- séparer les deux phases ;
- recueillir la phase organique et la sécher sur du sulfate de magnésium anhydre ;
- purifier l'ester obtenu par distillation.

L'équation de réaction de la synthèse est la suivante :



B.1. Donner la formule semi-développée de l'acide butyrique.

B.2. Préciser la phase dans laquelle se trouve le butanoate de méthyle.

B.3. Schématiser l'ampoule à décanter après décantation. Justifier la position des deux phases.

Le spectre du produit synthétisé est fourni **figure 1** :




Figure 1 : Spectre IR du produit synthétisé

Source : d'après Spectral Database for Organic Compounds SDBS

B.4. Attribuer un groupe d'atomes à chacun des pics entre les valeurs de nombre d'onde comprises entre 1600 cm⁻¹ et 4000 cm⁻¹. Indiquer si ce spectre IR est compatible avec le produit de réaction attendu.